

Velino Care

08557 Das Velino Pflegebett ist ein höhenverstellbares und multifunktionelles Hubsäulenbett, das den Patientenkomfort und die Benutzerfreundlichkeit maximalisiert.

Untergestell

- Höhenverstellung mittels 2 teleskopischer Hubsäulen.
- Anti-Trendelenburg-Verstellung möglich bis zu $\pm 14^\circ$.
- Versteckte Rollen mittels einer Kunststoffabdeckung in Holzstruktur oder in grauer Unifarbe.
- Doppelaufrollen \varnothing 50 mm, mit Radfeststeller.
- Beidseitig bedienbares Design Bremspedal.
- Die ausgezeichnete Unterfahrbarkeit des Untergestells erhöht die Zugänglichkeit und den Reinigungskomfort.

Liegefläche

- Drei- oder vierteilte (*) Liegefläche.
- Rückenlehne elektrisch verstellbar bis zu $\pm 70^\circ$, mit Autoregression.
- Oberschenkellehne elektrisch verstellbar bis zu $\pm 34^\circ$ (für vierteilte Liegefläche).
- Unterschenkellehne manuell verstellbar zum Erreichen der Fowler-Position (für vierteilte Liegefläche).
- Beinlehne manuell verstellbar bis zu $\pm 14^\circ$ (für dreigeteilte Liegefläche).
- Ein Sicherheitssystem vorbeugt dem Festsitzen des Patienten während einer elektrischen Manipulation der Liegefläche.
- Abgerundete Stahlprofile.
- Halterungen für Fixierungsgurte gehören zur Standardausführung.
- Rücken- und Unterschenkellehne ausgestattet mit integrierten Matratzenbegrenzungen.
- Teleskopische Bettverlängerung um 20 cm möglich (nicht möglich mit Pollux Seitengittern).
- 2 Hülsen zur Aufnahme von Infusionsständern oder Aufrichtevorrichtungen am Kopfende.
- Keine sichtbare Befestigungsbolzen an der Fußteilfüllung.
- Kopf- und Fußteilfüllung in massiver ofengetrockneter Buche (*).
- Abgerundete Bettecken erhöhen die passive Sicherheit.

Elektrische Bettmanipulationen

- Die elektrischen Bettmanipulationen können mittels wartungsfreier Antriebe der Firma Linak aktiviert werden.
- Die Antriebe der Liegefläche sind mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das dem Festsitzen des Patienten während einer Manipulation vorbeugt. Einfach ersetzbar ohne Werkzeug zu brauchen.
- Die elektrischen Bettfunktionen können mittels eines Handschalters oder eines Mini-Bedienelement fürs Pflegepersonal (*) aktiviert werden.
- Die Handbedienung ist mit einer vorprogrammierter Schlaf- und Relaxfunktion ausgestattet.
- Ein Mini-Bedienelement fürs Pflegepersonal (*) ermöglicht es, die unterschiedlichen Funktionen selektiv auszuschalten. Eine Sperrbox (*) schaltet alle Funktionen mit einer Taste völlig aus.

Teilfüllung

- Midea (Standard)
- Valentino (*)
- Puro (*)
- Felina (*)

Seitengitter

- Pollux (*)
- Trix (*)


Zubehör

Bitte Sie uns um unsere reichhaltige Zubehörliste.



Maße und Leistungen

- Breite: 100,5 cm, Länge: 208 cm
- Höhenverstellbarkeit der Liegefläche: $\pm 40,5$ cm
- $\pm 80,5$ cm
- Sichere Arbeitslast: 250 kg
- Gewicht (ohne Zubehör): 140 kg
- Liegefläche: 204 x 86 cm
- Matratze: 195 x 85 cm, Dicke: 12 bis 15 cm
- Stand-by Verbrauch: 0,5 W (max. 4,38 kWh/Jahr).



Materialien und Gestaltung

- **Holz:** Buche (massiv, Furnier), Spanplatte (melaminharzbeschichtet).
- **Metall:** epoxybeschichtet, RAL 9006 Aluminium.
- Mit selbstschmierenden Kunststoffscharnieren ausgestattet (=wartungsfrei).
- Beständig gegen Desinfektionsmittel und die üblichen Reinigungsprodukte.

Weitere Informationen über die **Materialien** und **Konstruktionen:** Bitte Sie uns um unsere Materialdateien. Reichhaltiges Angebot an **Farben.**

Optionen

- 4-geteilte Liegefläche aus Stahl.
- Liegefläche mit perforierten, herausnehmbaren Auflagen aus Vollkunststoff.
- Fußendeverlängerung um 20 cm.
- Kopf- und Fußteilfüllung: Puro, Felina oder Valentino.
- Wandabweisrollen (nicht mit Midea).
- Abstandshalter.
- Seitengitter.
- Sperrbox (ACL).
- Mini-Bedienelement fürs Pflegepersonal (ACC).
- Handbedienung mit selektiver Verriegelung.
- Nachtbeleuchtung unter dem Bett.
- Holzbau am Rahmen.
- Haken für Zubehör.
- Batterie.
- Manuelle Schnellverstellung (CPR-Notabsenkung).
- Deckenhalter.

(*) Option

