



Accessoires

Het fijne ontwerp van de accessoires ligt volledig in lijn met ons HIDDEN label waar comfort en design onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Elk element is afgewerkt met een zwarte structuurlak.



01. Lox opstahulp (*)

ref. 14434

Het HILO bed kan aan één of beide zijden voorzien worden van een (afneembare) opstahulp.

02. Gestoffeerde houder voor handbediening (*)

ref. 12530

Magnetische fixatiehulp met stoffering voor handbediening (enkel voor HB200).

03. Matrassteun

ref. 14871

Bij het verstellen van het bed blijft de matras nog beter op zijn plaats.

04. Muurafstandshouder

Met de muurafstandshouder blijft het bed altijd op een veilige afstand van de muur.

05. Accessoirehouder (*)

ref. 14209 (**)

De accessoires worden bevestigd in een accessoirehouder naar keuze gemonteerd aan de linker- of rechterbedzijde.

06. Bedgalg (*)

ref. 14200

De bedgalg is 90° verstelbaar en zwenkt nooit buiten het ligvlak. De maximale statische belasting van de bedgalg bedraagt 75 kg.

07. Serumhouder (*)

Ref. 14210

De serumhouder is 360° verstelbaar en bevat een haakje voor het ophangen van een serum.

08. Bed connector

ref. 15734

Een bed connector laat toe om 2 éénpersoons HILO bedden te koppelen.

(*) Enkel mogelijk op HILO hoog/laag bed
(**) ref. 14209 bij breedte ligvlak 90 cm
ref. 15151 bij breedte ligvlak 100 cm

Leon Bekaertstraat 8 · 8770 Ingelmunster · Belgium
tel +32 (0) 51 48 66 95

Gezien haar voortdurende zoektocht naar technologische vooruitgang behoudt
HIDDEN zich het recht om wijzigingen aan te brengen.